



# Antibac Ytdes.servetter med tensid

## Ytdesinfektionsservett



Antibac Ytdesinfektionsservett med tensid desinficerar effektivt samtidigt som de rengör ytan med tillsatsen av tensid. Produkten består av ca 75 vol% denaturerad etanol samt tensid.

Mikrobiologisk information:

EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek

EN13697 (baktericidal effekt) 5 min

EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek, (fungicidal effekt) 15 min

EN13697 (jästicidal effekt) 60 sek

EN14476 (höljeförsedda virus, Adenovirus, Murine Norovirus) 30 sek

EN14348 (M. Avium) 60 sek

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

### Produktegenskaper

Servetten är 20 x 20 cm och räcker för att desinficera ca 0,5 m<sup>2</sup>  
Vätskan i servetten är 75 vol% denaturerad etanol  
Innehåller tensid som rengör ytan

### Bruksanvisning

Gör så här

- Tag en Antibac Ytdesinfektionsservett på torr yta
- Bearbeta ytan upprepade gånger (se etiketten för kontakttider)
- Lämna ytan lätt fuktig och låt lufttorka

### Sammansättning

#### Aktiva ämen

1-Propanol	<1%
------------	-----

### Tillverkningsland

FRANKRIKE

### Förpackningsvolym / Artikelnr.

Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
12 x 1 st	603063	7054956030638	7054957030637

### Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) eller genom att kontakta vår kundtjänst på [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com).